

## DuraVision® Mirror

Familia noastră de tratamente s-a extins! ZEISS DuraVision Mirror, tratamentul pentru suprafața frontală a lentilei, cu opt culori diferite.



Un tratament oglindă poate fi aplicat pe partea frontală a lentilei pentru a corespunde celor mai noi tendințe ale modei sau pentru un nivel și mai mare de personalizare a lentilelor nuanțate. Toate lentilele nuanțate cu ZEISS DuraVision Mirror sunt prevăzute standard cu un tratament antireflex pe suprafața posterioară pentru o claritate fără compromisuri, durabilitate și îngrijire ușoară.

Disponibil pentru toate materialele și toate formele. Consultați Cartea de culori pentru lentilele nuanțate ZEISS pentru a vă asigura de compatibilitatea tratamentului oglindă cu nuanța lentilei.

### Îngrijire ușoară cu tratamentul nostru extraordinar Clean Coat

Proprietăți hidrofobe, antistatice, anti-murdărire pe fiecare suprafață a lentilei.


Și alte produse din familia DuraVision, precum DuraVision Platinum, pot fi aplicate pe lentilele nuanțate.

# NOU! Adevărată protecție UV din toate părțile.

Pentru a oferi pacienților o veritabilă protecție, ZEISS a dezvoltat un strat suplimentar antireflex pe partea din spate a lentilei, care reduce lumina indirectă care se reflectă în ochi și completează astfel protecția oferită de tehnologia ZEISS UVProtect la toate lentilele din plastic incolore care blochează razele UV directe care vin din față.

Peste 90% a radiațiilor UV vin din față. Însă o parte a acestora vin indirect, din lateral și din spate. Deoarece razele UV pot fi reflectate în ochi de suprafața din spate a lentilei, tratamentele antireflex ZEISS sunt proiectate pentru a diminua reflexiile în domeniul spectral UV.

**Protecția UV de pe suprafața din spate este integrată acum ca o caracteristică standard în toate tratamentele ZEISS premium DuraVision și LotuTec.**



ZEISS este unul dintre producătorii de top de lentile de ochelari din lume, care s-a angajat să ofere o precizie și un confort vizual maxim. ZEISS proiectează și produce lentile, instrumente și sisteme de măsurare, cât și concepte de vânzare și servicii tehnologice, destinate să ridice în continuare standardele în domeniul îngrijirii vizuale.

**Contactați-ne pentru a începe**  
ZEISS Serviciul Clienți

+40 257254816

E-mail





---

#### Explorați

Să înțelegem vederea  
Sănătate + prevenire  
Stil de viață + modă  
Conducere + mobilitate  
Sport + agrement  
Muncă

#### Ajutați-mă să aleg

Ochelari pentru distanță + citit  
Lentile multifocale  
Ochelari de soare  
Ochelari pentru muncă  
Ochelari pentru sport  
Ochelari pentru copii  
Tratamente pentru lentile  
Lentile de contact  
Curățarea lentilelor  
La optician

#### Servicii

Profilul meu vizual  
Verificarea online a vederii

#### Pentru profesioniștii din domeniul îngrijirii vederii

Instrumente + tehnologii  
Lentile pentru ochelari ZEISS  
Soluții ZEISS de curățare a lentilelor